

研究用試薬

ハイグロウ
配偶子・胚処理用培養液 HiGROW HEPES

【本品の特徴】

- ・ヒト卵胞液の成分に近似した組成を有し、生理的濃度のアミノ酸を含有する培養液です。
- ・HEPES の緩衝作用により大気中で培養液の pH を一定に保つことができるため、配偶子・胚の炭酸ガスインキュベーター外での処理に適しています。
- ・国内生産で、長期安定型（1 年間）の培養液です。
- ・細胞毒であるアンモニアを発生しにくい組成です。

【使用目的】

卵子回収・洗浄、精子調整、顕微授精などに使用します。

【組成】

Sodium Chloride, Potassium Chloride, Magnesium Sulfate, Calcium Chloride, Potassium Dihydrogen Phosphate, Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Lactate, HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid), Sodium Bicarbonate, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Glutamic Acid, Glycine, L-Proline, L-Serine, L-Arginine, L-Cystine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine, Taurine, Gentamicin Sulfate

【規格】

以下の規格に適合します。

項目	規格
性状	無色の澄明な液
pH	7.3~7.5
浸透圧	275~295 mOsm/kg
無菌試験	微生物の増殖を認めない
エンドトキシン試験	0.01 EU/mL 未満
マウス胚培養試験	胚器胞到達率 80% 以上 (1 細胞期胚、4 日間培養後)
含量試験	社内規格内（無機塩類、グルコース、有機酸、アミノ酸など）

【使用方法】

- ・本品には蛋白源が含まれておりませんので、ご使用の際は必要に応じて適切な濃度でヒト血清アルブミン（HSA）等を添加してください。
- ・インキュベーター、ヒートブロックなどで目的の温度まで加温した後ご使用ください。

【使用上の注意】

- ・無菌操作によりご使用ください。
- ・本品を 5~6% CO₂ に設定した炭酸ガスインキュベーター内に入れますと、CO₂ の影響で pH が非生理的な範囲まで低下しますので、必ず大気中でご使用ください。
- ・容器が破損しているもの、開封シールが剥がれたものは使用しないでください。
- ・本品は無色の澄明な液です。濁りなどの異常を認めた場合は使用しないでください。
- ・使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・本品は医薬品医療機器等法に定めるところの「医薬品」「医療機器」「体外診断用医薬品」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療に用いるものではありません。

【保存方法及び使用期限】

保存方法：2~8℃（冷蔵）・遮光

使用期限：容器及び外箱に記載

【包装単位】

100 mL×3

【問い合わせ先】

扶桑薬品工業株式会社 機器診断薬・ART 部

〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目 3 番 11 号

E-mail : higrow@fuso-pharm.co.jp

Tel : 06-6969-1131（9:00~17:30／土日祝日を除く）

Fax : 06-6962-0173



製造販売元

扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号