

混注可能量等一覧表

《ご利用上の注意》

- ここに掲載するデータは参考情報としてご利用いただくことを目的としており、他注射薬との混注を推奨するものではありません。
- 混注される際は、必ず各注射剤の添付文書を確認し、常に清潔操作を心掛けてください。
- ポリアル、キット及び2000mLバッグ（生理食塩液 PL「フソー」）は、空気を抜いて混注した場合、投与の際に通気針が必要となります。
- 混注により容器内圧が上がっている場合、針刺し時に噴き出し等を生じるおそれがあります。
- 製品の保存状態、環境温度や操作等の要因で容器内の空間容積等が変化し、掲載している値と異なる場合があります。

【測定項目】

1. 混注可能量：容器内の空間を残したまま、混注できる薬液の量。
2. 全満量：表示量＋容器内の空気を抜いて混注できる薬液の量。
(測定に用いた検体数=3)

【測定方法】

1. 混注可能量
 - ① 連結管を用いて約45cm落差より自然落下にて混注した。
 - ② 混注後の重量を測定し、混注前の重量との差より、混注重量を算出した。
 - ③ 各検体の混注重量を密度で除し、平均値を混注可能量とした。
2. 全満量
 - ① 空気を全て抜き取った検体に、連結管を用いて約45cm落差より自然落下にて混注した。
 - ② 混注後の重量を測定し、混注前の重量との差より、混注重量を算出した。
 - ③ 各検体の混注重量を密度で除し平均値を混注できる薬液の量とし、表示量を加算することにより全満量とした。

混注可能量等一覧表 (1/2)

製 品 名	容 器	表 示 量 (mL)	混 注 可 能 量 (約) mL	全 満 量 (約) mL
アクチット輸液	バッグ	200	170	470
		500	210	780
アルトフェッド注射液	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	500	230	790
ヴィーンD輸液	バッグ	200	170	470
		500	210	780
ヴィーンF輸液	バッグ	500	210	780
ヴィーン3G輸液	バッグ	200	170	470
		500	210	780
カロナリーL, M, H輸液	バッグ	700	670	1,400
キシリトール注5%「フソー」	ポリアル*1	500	20	680
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
グリポーゼ配合点滴静注	ポリアル*1	200	9	340
		300	20	670
		500	20	680
生理食塩液バッグ「フソー」	バッグ	250	170	460
		500	230	790
		500 (ALタイプ*2)	280	780
		1000	350	1,410
		1000 (ALタイプ*2)	420	1,420
		1500	720	2,310
		1500 (ALタイプ*2)	840	2,340
生理食塩液PL「フソー」	ポリアル*1	50	5	130
		100	5	150
		200	9	340
		500	20	680
		1000	80	1,310
	バッグ	2000	680	2,880
生食注キット「フソー」	キット	50	3	130
		100	4	170
炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	バッグ	1000	350	1,410

混注可能量等一覧表 (2/2)

製品名	容器	表示量 (mL)	混注可能量 (約) mL	全満量 (約) mL
注射用水バッグ「フソー」	バッグ	1000	350	1,410
注射用水 PL「フソー」	ポリアル*1	100	5	150
		1000	80	1,310
ブドウ糖注 5%バッグ「フソー」	バッグ	250	170	460
		500	230	790
ブドウ糖注 5%PL「フソー」	ポリアル*1	100	5	150
		200	9	340
		500	20	680
ブドウ糖注 10%バッグ「フソー」	バッグ	500	230	790
ブドウ糖注 10%PL「フソー」	ポリアル*1	500	20	680
プレアミン-P 注射液	バッグ	200	170	470
マドロス輸液 10%	ポリアル*1	200	9	340
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
ラクトリンゲル液 [〃] 「フソー」	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	500	230	790
		1000	350	1,410
ラクトリンゲルM注「フソー」	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
ラクトリンゲルS注「フソー」	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
リプラス 1 号輸液	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
リプラス 3 号輸液	ポリアル*1	200	9	340
		500	20	680
	バッグ	200	170	470
		500	230	790
リンゲル液「フソー」	ポリアル*1	500	20	680

*1 ポリアル：ポリエチレン製ボトル

*2 ALタイプ：バッグ内のエア量を減らしたもの