

**安定性試験（長期保存試験）**

製品名：塩化ナトリウム「フソー」  
 包装形態：2kg バラ包装・ポリエチレン袋・紙箱  
 試験期間：3年  
 保存条件：25°C±2°C、60%RH±5%RH

**結論：**

本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3年間の品質を保証できるものとする。なお、性状において大きな凝集（容易に解くことができる塊）を認めた  
 が、やや力を加えると崩れる程度なので問題はないと考える。

**結果：**

3ロットの平均値

試験項目	規格	開始時	1年	2年	3年
性状	無色又は白色の結晶 又は結晶性の粉末	白色の結晶	白色大きな 軟らかい凝集 (規格内)	白色大きな 硬い凝集 (規格内)	白色大きな 硬い凝集 (規格内)
確認試験 <sup>1)、2)</sup>	適合	適合	—	—	適合*
乾燥減量	0.5%以下	0.0	0.0	0.0	0.0
定量法 塩化ナトリウム	99.0~100.5%	100.0	100.1	100.1	99.9

\*：4年目のデータ、—：実施せず

- 1) 日局一般試験法 ナトリウム塩の定性反応  
 2) 日局一般試験法 塩化物の定性反応