

使用期限 及び 規格値 変更のご案内

胚培養用培養液 HiGROW OVIT(ハイグロウ オビット)

体外受精用培養液 HiGROW IVF(ハイグロウ アイブイエフ)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

毎々弊社製品には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品の胚培養用培養液 **HiGROW OVIT** 及び体外受精用培養液 **HiGROW IVF** について、使用期限及び pH の規格値が下記の通り変更になります。

何とぞご了知の上、倍旧のご高配を賜りますよう、ご案内とともにお願い申し上げます。

敬 白

平成 29 年 12 月



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

記

【該当製品】 胚培養用培養液 HiGROW OVIT
体外受精用培養液 HiGROW IVF

【変更内容】

・使用期限

	変更前	変更後
使用期限	製造後 6 ヶ月	製造後 12 ヶ月

・規 格 値

	変更前	変更後
pH (平衡化後)	7.2~7.4 (37℃、6% CO ₂)	7.3~7.5 (37℃、6% CO ₂)

【変更理由】

- ・使用期限：製造後 12 ヶ月の安定性が確認されたため、使用期限を変更します。
- ・規 格 値：重碳酸緩衝系培養液の特性上、平衡化後測定までのわずかな時間の延長によって pH が上昇するため、理論値である 7.36 より高めに規格値を設定し直しました。
なお、本変更は当該製品の性能に影響を及ぼすものではございません。

【変更品の出荷開始時期】

品目	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷開始時期
HiGROW OVIT	60mL×1	11118	3 VT7J05	2018年10月	2017年12月1日
HiGROW IVF	60mL×1	11117	6 IV7J04	2018年10月	2017年12月1日

以上