

血液ガス分析装置

ラピッドラボ 348EX ・ ラピッドポイント 500 の新発売ご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

毎々弊社製品には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのほど下記のように製造販売元シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社の血液ガス分析装置「ラピッドラボ 348EX」、「ラピッドポイント 500」の2機種を販売元として取り扱うこととなりました。

従来の製品ともどもよろしくお引き立て賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、機器以外の関連製品につきましては別途ご案内申し上げます。

敬白

平成 28 年 7 月



記

新発売日：平成 28 年 8 月 1 日

メーカーコード[197]

品名・規格・包装	貯法	統一商品コード
ラピッドラボ 348EX 届出番号：13B1X10041000028 1台 一般*1)・特管*2)	室温	907106
ラピッドポイント 500 届出番号：13B1X10041000027 1台 一般*1)・特管*2)	室温	907113

*1)：一般医療機器

*2)：特定保守管理医療機器

	ラピッドラボ 348EX	ラピッドポイント 500
外観		
寸法	幅 : 38.5cm 奥行き : 35.3cm 高さ : 38.2cm 重さ : 9.4kg (本体)	幅 : 30.0cm 奥行き : 42.0cm 高さ : 55.0cm 重さ : 15.5kg (本体)
測定項目	pH、 pO_2 、 pCO_2 、 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 又は Ca^{++} 、Hct	pH、 pO_2 、 pCO_2 、 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 Ca^{++} 、Glucose、Lactate、nBili、CO-oximetry、胸水 pH
測定時間	約 60 秒	約 60 秒
検体量	シリンジ : 95 μ L キャピラリー : 95 μ L 微量検体 : 50 μ L	シリンジ : 200 μ L キャピラリー : 100 μ L
サンプルタイプ	全血、透析液	全血、透析液、胸水 (pHのみ)

以上