

血液凝固阻止剤
ヘパリン Na 透析用 200 単位/mL シリンジ 20mL「フー」
ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 20mL「フー」
ご使用にあたってのお願い

**ヘパリン Na 透析用 200 単位・250 単位/mL シリンジ 20mL「フー」をお取り扱いになる
全ての医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士の皆さまへ**

プレフィルドシリンジ製品において、エアーを抜くために、プランジャーを回したところプランジャーが外れ、ガスケットが宙に浮いた状態になり危険であったヒヤリ・ハット事例の情報を入手しました。

こうした事例を含むヒヤリ・ハット事例を防止するために、本剤の使用にあたっては、以下の点を十分ご理解頂き、安全なご使用をお願い申し上げます。

- ◇**本シリンジの取扱い時（エアーを抜く過程等）に、プランジャーを回さないように注意してください。**〔回すと緩んだり、ガスケットから外れるおそれがあります。〕
- ◇**シリンジポンプの送り機構（スライダー）のフックに確実にセットしてください。**〔正しくセットされていない場合にサイフォニング（自然落下による急速注入）や逆流が起こるおそれがあります。〕
- ◇**本シリンジは、抗凝固薬注入ラインが血液ポンプの下流に設置された血液回路に用いてください。**〔血液回路の閉塞などにより極端な陰圧が発生した場合、ガスケットがプランジャーから外れたりシリンジポンプの送り機構（スライダー）のフックからプランジャーが外れ、本剤が急速注入されるおそれがあります。〕
- ◇**本シリンジの取扱い時に強い衝撃を避けてください。**〔シリンジが破損するおそれがあります。〕

その他の使用上の注意、取扱い上の注意などは、添付文書をごらんください。



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号