

包装変更ご案内 アイ・スタット	品名	アイ・スタット カートリッジ
	変更内容	個装ケース ラベルの変更


謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのほど標記のとおり包装形態を若干変更させていただくことになりました。何とぞご了承の上、倍旧のご高配を賜りますよう、ご案内とともにお願い申し上げます。

変更内容：

厚生労働省通知「医療機器等へのバーコード表示の実施について」（平成 20 年 3 月 28 日付、医政経発第 0328003 号）に基づき、商品コード、使用期限及び製造番号を GS1-128 コード化したバーコードを表示したラベルを個装ケースに貼付いたします。

平成 20 年 10 月

新ラベル例示	現行製品	変更後製品
 <p>アイ・スタット カートリッジEG6+ Na K Hct pH pCO₂ pO₂</p> <p>10個 一般医療機器 2-8 単回使用</p> <p>製造番号: EGG6801 000 JAN 使用期限: 2008.10.01 GS1-128 (01)04987197110438(17)081001(10)EG60801</p>	<p>10 個包装</p>  <p>25 個包装</p> 	<p>10 個包装</p>  <p>25 個包装</p> 

(01) 梱包インジケータ[0]+商品コード
(17) 使用期限：2008 年 10 月 1 日
(10) 製造番号：EG60801

● カートリッジの種類と出荷予定時期

品名	ロット番号	出荷予定時期
アイ・スタット カートリッジ G3+	10 個包装 P08259 25 個包装 P08259	10 個包装 平成 20 年 11 月 25 個包装 平成 20 年 11 月
アイ・スタット カートリッジ EG6+	10 個包装 W08234 25 個包装 W08234	10 個包装 平成 20 年 12 月 25 個包装 平成 20 年 12 月
アイ・スタット カートリッジ EG7+	10 個包装 T08210 25 個包装 T08210	10 個包装 平成 20 年 10 月 25 個包装 平成 20 年 12 月
アイ・スタット カートリッジ CG4+	W08219	平成 20 年 12 月
アイ・スタット カートリッジ CG8+	T08239	平成 21 年 1 月
アイ・スタット カートリッジ 6+	A08259	平成 21 年 2 月
アイ・スタット カートリッジ EC4+	A08215	平成 21 年 1 月
アイ・スタット カートリッジ EC8+	A08257	平成 20 年 12 月
アイ・スタット カートリッジ Crea	A08245	平成 20 年 12 月

扶桑薬品工業株式会社
大阪市城東区森之宮二丁目 3 番 11 号