

新発売ご案内

アイ・スタット カートリッジ CHEM8+ (ケムエイト)

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社ではこのほどポータブル血液分析器「アイ・スタットアナライザー300F」専用カートリッジ CHEM8+(ケムエイト)を新発売させていただくことになりました(アイ・スタット200型ではご使用になれません)。

本カートリッジは下記の項目が組み込まれ、血糖、腎機能、電解質、貧血、酸塩基平衡など代謝の異常を広く捉えることができ、救急外来での迅速検査や広範囲の臨床現場でのスクリーニング検査に適したカートリッジです。

測定項目：Glu、BUN、Crea、Na、K、Cl、iCa、Hct、tCO₂

演算項目：Hgb、AG

従来のカートリッジともども、よろしくご活用頂きますよう、お願い方々ご案内申し上げます。

敬白

平成20年11月



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号



メーカーコード [197]

品 名	包 装	統一商品コード	希望納入価格	貴店仕切価格
アイ・スタット カートリッジCHEM8+ (ケムエイト)	25個	1 1 0 9 4 0		

希望納入価格及び貴店仕切価格に消費税などは含まれておりません。なお、希望納入価格はあくまで参考価格です。