

開栓用ダブルの 使用方法



100mLの開栓方法

シュリンクフィルムは破線の部分から剥がしてください。



細口の開け方

ボトル上部を支え、細口の開栓部を持ってひねって開けてください。



広口の開け方

ボトル上部を支え、広口の開栓部を持ってひねって開けてください。





500mL、1000mLの開栓方法

細口の開け方

ボトル上部を支え、細口の開栓部を持ってひねって開けてください。



広口の開け方

ボトル上部を支え、広口の開栓部を持ってひねって開けてください。



(500mL、1000mLの開栓部は同じ形態です。)

開栓用ダブルの特徴

- 開栓用ダブルは、ワンタッチ開栓の広口・細口(出口)を有する容器です。広口・細口の2つの出口があり、使用目的に応じて使い分けができます。
- ボトル胴部は柔軟で細口を開栓後、胴部を押さえるだけで圧をかけられます。
- 容器の材質はポリエチレンのみで、容器焼却時の有毒ガスの発生はありません。
- 使い切りタイプです(開栓後は再び栓をすることができません)。

開栓用ダブル容器製品一覧

製品名	一般名	容量
生理食塩液PL「フソー」	日本薬局方 生理食塩液	100mL、500mL、1000mL
注射用水PL「フソー」	日本薬局方 注射用水(注射用蒸留水)	100mL、500mL、1000mL