

# 混注可能量等一覧表

## 《ご利用上の注意》

- ここに掲載するデータは参考情報としてご利用いただくことを目的としており、他注射薬との混注を推奨するものではありません。
- 混注される際は、必ず各注射剤の電子添文を確認し、常に清潔操作を心掛けてください。
- ボトル、キット及び2,000mLバッグ（生理食塩液 PL「フソー」）は、空気を抜いて混注した場合、投与の際に通気針が必要となります。
- 混注により容器内圧が上がっている場合、針刺し時に噴き出し等を生じるおそれがあります。
- 製品の保存状態、環境温度や操作等の要因で容器内の空間容積等が変化し、掲載している値と異なる場合があります。

## 【測定項目】

1. 混注可能量：容器内の空間を残したまま、混注できる薬液の量。
2. 全満量：表示量+容器内の空気を抜いて混注できる薬液の量。  
(測定に用いた検体数=3)

## 【測定方法】

1. 混注可能量
  - ① 連結管を用いて約45cm落差より自然落下にて混注した。
  - ② 混注後の重量を測定し、混注前の重量との差より、混注重量を算出した。
  - ③ 各検体の混注重量を密度で除し、平均値を混注可能量とした。
2. 全満量
  - ① 空気を全て抜き取った検体に、連結管を用いて約45cm落差より自然落下にて混注した。
  - ② 混注後の重量を測定し、混注前の重量との差より、混注重量を算出した。
  - ③ 各検体の混注重量を密度で除し平均値を混注できる薬液の量とし、表示量を加算することにより全満量とした。

## 混注可能量等一覧表 (1/2)

製品名	容器	表示量 mL	混注可能量 (約) mL	全満量 (約) mL
アクチット輸液	バッグ	200	180	470
		500	210	780
アルトフェッド注射液	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
ヴィーンD輸液	バッグ	200	180	470
		500	210	780
ヴィーンF輸液	バッグ	500	210	780
ヴィーン3G輸液	バッグ	200	180	470
		500	210	780
キシリトール注5%「フソー」	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
クリニザルツ輸液	バッグ	500	210	780
グルアセト35注	バッグ	250	180	480
		500	210	780
生理食塩液バッグ「フソー」	バッグ	200	180	470
		250	280	570
		500	210	780
		500 (ALタイプ*)	280	780
		1,000	350	1,410
		1,000 (ALタイプ*)	420	1,410
		1,500	740	2,360
		1,500 (ALタイプ*)	830	2,350
生理食塩液PL「フソー」	ボトル	50	6	125
		100	7	175
		500	20	680
	バッグ	2,000	680	2,880
生食注キット「フソー」	キット	50	3	130
		100	4	170
炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	バッグ	1,000	350	1,410
注射用水バッグ「フソー」	バッグ	1,000	350	1,410
注射用水PL「フソー」	ボトル	100	7	175
ハルトマンD液「フソー」	バッグ	500	210	780

## 混注可能量等一覧表 (2/2)

製品名	容器	表示量 mL	混注可能量 (約) mL	全満量 (約) mL
ハルトマン-G 3号輸液	バッグ	200	180	470
		500	210	780
ブドウ糖注 5%バッグ「フソー」	バッグ	200	180	470
		250	280	570
		500	210	780
ブドウ糖注 5%PL「フソー」	ボトル	100	7	175
		500	20	680
ブドウ糖注 10%バッグ「フソー」	バッグ	500	210	780
ブドウ糖注 10%PL「フソー」	ボトル	500	20	680
プレアミン-P注射液	バッグ	200	180	470
マルトース輸液 10%「フソー」	バッグ	200	180	470
		500	210	780
ラクトリンゲル液"フソー"	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
		1,000	350	1,410
ラクトリンゲルM注「フソー」	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
ラクトリンゲルS注「フソー」	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
リプラス1号輸液	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
リプラス3号輸液	ボトル	500	20	680
	バッグ	200	180	470
		500	210	780
リンゲル液「フソー」	ボトル	500	20	680

\* ALタイプ：バッグ内のエア量を減らした製品