

安定性試験（長期保存試験）

製 品 名 : 生理食塩液「フソー」

容 量 : 5mL

容 器 : ガラスアンプル

保存形態 : 最終包装

試験期間 : 3 年

保存条件 : 25℃±2℃、60%RH±5%RH

結 論 :

本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3 年間の品質を保証できるものとする。

結 果 :

3 ロットの平均値

試験項目		規格	開始時	1 年	2 年	3 年
性状		無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液*
確認試験 ^{1)、2)}		適合	適合	—	—	適合*
pH		4.5～8.0	5.6	6.4	6.7	7.2*
純度試験	重金属	0.3ppm 以下	適合	—	—	適合*
	ヒ素	0.1ppm 以下	適合	—	—	適合*
エンドトキシン		0.50EU/mL 未満	限度内	—	—	限度内*
採取容量(mL)		表示量以上	5.2	5.2	5.2	5.2*
不溶性異物		適合	適合	適合	適合	適合*
不溶性微粒子	10μm 以上	6000 個/容器以下	限度内	限度内	限度内	限度内*
	25μm 以上	600 個/容器以下	限度内	限度内	限度内	限度内*

試験項目	規格	開始時	1 年	2 年	3 年
無菌	適合	適合	—	—	適合*
定量法 塩化ナトリウム 0.9w/v%	0.85～0.95w/v%	0.89	0.90	0.89	0.89*

*：2 ロットは 3 年 1 ヶ月目のデータ、—：実施せず

- 1) 日局一般試験法 ナトリウム塩の定性反応
- 2) 日局一般試験法 塩化物の定性反応