

安定性試験（長期保存試験）

製 品 名 : ロカイン注 1%
容 量 : 1mL
容 器 : ガラスアンプル
保存形態 : 最終包装
試験期間 : 3 年
保存条件 : 25℃±2℃、60%RH±5%RH

結 論 :
本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3 年間の品質を保証できるものとする。

結 果 :
3 ロットの平均値

試験項目		規格	開始時	1 年	2 年	3 年
性 状	外観	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液*
	浸透圧比	1.1～1.3	1.2	1.2	1.2	1.2*
確認試験 ^{1)、2)}		適合	適合	—	—	適合*
pH		3.3～6.0	4.6	4.4	4.3	4.3*
採取容量		表示量以上	適合	適合	適合	適合*
不溶性異物		適合	適合	適合	適合	適合*
不 溶 性 微 粒 子	10 μ m 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
	25 μ m 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
無菌		適合	適合	—	—	適合*
定量法 プロカイン塩酸塩 1w/v%		表示量の 95.0～105.0%	101.5	100.5	98.9	97.8*

* : 2 ロットは 3 年 1 ヶ月目のデータ、— : 実施せず

1) 日局一般試験法 紫外可視吸光度測定法
2) 日局一般試験法 塩化物の定性反応

安定性試験（長期保存試験）

製 品 名 : ロカイン注 1%
容 量 : 2mL
容 器 : ガラスアンプル
保存形態 : 最終包装
試験期間 : 3 年
保存条件 : 25℃±2℃、60%RH±5%RH

結 論 :

本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3 年間の品質を保証できるものとする。

結 果 :

3 ロットの平均値

試験項目		規格	開始時	1 年	2 年	3 年
性 状	外観	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液*
	浸透圧比	1.1～1.3	1.2	1.2	1.2	1.2*
確認試験 ^{1)、2)}		適合	適合	—	—	適合*
pH		3.3～6.0	4.5	4.3	4.3	4.2*
採取容量		表示量以上	適合	適合	適合	適合*
不溶性異物		適合	適合	適合	適合	適合*
不 溶 性 微 粒 子	10 μm 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
	25 μm 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
無菌		適合	適合	—	—	適合*
定量法 プロカイン塩酸塩 1w/v%		表示量の 95.0～105.0%	102.0	100.6	99.1	97.7*

*: 2 ロットは 3 年 1 ヶ月目のデータ、—: 実施せず

1) 日局一般試験法 紫外可視吸光度測定法

2) 日局一般試験法 塩化物の定性反応

作成: 2025 年 11 月

1/1

安定性試験（長期保存試験）

製 品 名 : ロカイン注 1%
容 量 : 5mL
容 器 : ガラスアンプル
保存形態 : 最終包装
試験期間 : 3 年
保存条件 : 25℃±2℃、60%RH±5%RH

結 論 :
本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3 年間の品質を保証できるものとする。

結 果 :
3 ロットの平均値

試験項目		規格	開始時	1 年	2 年	3 年
性 状	外観	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液*
	浸透圧比	1.1～1.3	1.2	1.2	1.2	1.2*
確認試験 ^{1)、2)}		適合	適合	—	—	適合*
pH		3.3～6.0	4.6	4.4	4.3	4.2*
採取容量(mL)		表示量以上	5.2	5.2	5.2	5.2*
不溶性異物		適合	適合	適合	適合	適合*
不 溶 性 微 粒 子	10 μ m 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
	25 μ m 以上	限度内	限度内	限度内	限度内	限度内*
無菌		適合	適合	—	—	適合*
定量法 プロカイン塩酸塩 1w/v%		表示量の 95.0～105.0%	101.4	100.7	99.2	97.7*

* : 2 ロットは 3 年 1 ヶ月目のデータ、— : 実施せず

1) 日局一般試験法 紫外可視吸光度測定法
2) 日局一般試験法 塩化物の定性反応